

JAMT 技術教本シリーズ「病理検査技術教本」(1刷り) お詫びと訂正・修正 (Ver1.04)

丸善出版株式会社

お買い上げいただき誠にありがとうございます。本書の記述に間違いがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、ここに訂正申し上げます。

(最終更新日：2018年5月8日)

47 ページ 左段上から 7, 8 行目

誤：リン酸二水素ナトリウム 4g

リン酸水素二ナトリウム 6.5g

正：リン酸二水素ナトリウム $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 4g

リン酸水素二ナトリウム Na_2HPO_4 6.5g

126 頁 左段下から 3 行目

誤：0.75%オレンジ G 水溶液

正：0.25%オレンジ G 水溶液

126 頁 左段下から 2 行目

誤：オレンジ G 0.75g

正：オレンジ G 0.25g

126 頁 右段上から 18 行目

誤：0.75%オレンジ G 水溶液

正：0.25%オレンジ G 水溶液

151 頁 左段下から 12 行目

誤：次ページ「●5 染色後の標本の評価」参照


正：「●4 染色後の標本の評価」参照

151 頁 右段上から 20 行目


誤：「●5 染色後の標本の評価」

正：「●4 染色後の標本の評価」

203 頁 図 5.10.1 写真の差し替え



203 頁 図 5.10.2 写真の差し替え



203 頁 右段上から 9,10 行目
誤 ; 用いられている(図 5.10.1, 5.10.2)が,
正 ; 用いられているが,

203 頁 右段上から 12 行目
誤 ; 有用である。
正 ; 有用である(図 5.10.1, 5.10.2)。

242 頁 右段上から 6 行目
誤 ; Giemsa 染色液 2 時間
正 ; Giemsa 染色液

242 頁 右段下から 3 行目

誤 ; 流水水洗する。

正 ; 流水水洗し, Giemsa 染色液で 2 時間染色する。

300 頁 左段上から 10~11 行

誤 ; Whole Slide image

正 ; whole slide imaging(WSI)

305 頁 左段 下から 6 行目

誤 : エポキシ樹脂は溶解しにくいため、

正 : エポキシ樹脂はエタノールに溶解しにくいため、

305 頁 右段 上から 8 行目

誤 : 2,4,6-トリフェニル

正 : 2,4,6-トリス (ジメチルアミノメチル) フェノール (DMP-30)

305 頁 右段 下から 14~15 行目

誤 : あるいは 60°C48 時間

正 : 後 60°C48 時間 あるいは 60°C (3 日間)

305 頁 右段 下から 2 行目

誤 : 2um

正 : 2 μ m